



## Thermometer (A&D)





## INFORMATIE VOORAF

### Wat meet dit apparaat?

Deze mondthermometer meet de temperatuur van uw lichaam in uw mond. Dat gebeurt door de punt van de thermometer gedurende maximaal 30 seconden onder uw tong te leggen.

### Let op:

Dit is een mondthermometer en **niet geschikt** voor het meten van de lichaamstemperatuur via het oor of de anus.

### Hygiëne-maatregelen:

De thermometer wordt geleverd met beschermhoesjes voor de punt. U wordt verzocht voor elke meting een nieuw hoesje om de thermometer te doen. Daarnaast leveren we alcoholdoekjes bij de thermometer. Die kunt u gebruiken voor het schoonmaken en desinfecteren van de thermometer na gebruik.

## DE METER GEBRUIKEN

### Vorbereiding:

- In het doosje vindt u de thermometer in zijn beschermhouder.
- Haal de thermometer uit de beschermhouder en leg hem voor u neer.
- Neem een nieuw beschermhoesje uit het zakje en breng het aan om de thermometer. Dit gaat als volgt:
  1. Steek de punt van de thermometer helemaal in het hoesje. Doe dit aan de kant waarop een klein pijltje staat en de tekst "1. INSERT".





2. Trek het folie van het hoesje eraf. Dat kan door de twee foliehelften te scheiden bij de dikke pijl met de tekst "2. PEEL BACK" en de beide foliehelften er om de beurt vanaf te trekken. Bij de stippelijijn laten de foliehelften los.



3. Het hoesje zit nu goed om de thermometer.





### De meting:

1. Schakel de meter in door de aan/uit-knop boven op de kort in te drukken. Het oranje lampje van de knop gaat daarbij even aan.
2. Als het display de letter "L" weergeeft is de meter klaar voor gebruik.
3. Leg de punt van de meter onder de tong naast de tongriem en houdt hem vast.
4. Sluit de mond voorzichtig en blijf de meter vasthouden. **Let op: niet op de meter bijten!**
5. De meter begint vanzelf met meten. Dit duurt maximaal 30 seconden.
6. Als de meting klaar is hoort u 2 korte piepjes en knippert het lampje van de aan/uit-knop.
7. Neem de meter uit de mond en leg hem voor u neer. De thermometer gaat nu de meetwaarde versturen naar Chipmunk.
8. Als de meting is verstuurd verschijnt "Set" in het display.
9. De meting is nu voltooid.
10. Schakel de thermometer uit door de aan/uit-knop 1-2 seconden ingedrukt te houden.

Herhaal deze procedure nog twee keer. In totaal voert u zo 3 metingen met de thermometer uit.